

## Forma Farmaceutica e Posologia consigliata

**Bustine impermeabili** contenenti una **garza sterile** imbevuta dei **principi attivi**. Utilizzare immediatamente dopo l'apertura della bustina. Eventualmente la garza può essere impiegata come **impacco caldo** (*secrezioni persistenti*) o **impacco freddo** (*flogosi con dolore e arrossamento*) immergendola, racchiusa nella bustina integra, in acqua calda o ghiaccio per qualche minuto.

**Una o più deterzioni** al giorno a seconda della necessità o del **consiglio del Medico**. Utilizzare su cute integra. Evitare il contatto diretto con la congiuntiva. Non danneggiare le lenti a contatto.

## Composizione e rationale scientifico

**Acido ialuronico**: utile per prevenire o per contrastare la **disidratazione locale**, per l'attività **stimolante** la **riparazione tissutale** e per l'azione **detergente** ed **emolliente**.

**Aloe vera**: l'estratto ha azione **lenitiva, detergente** con **attività antibatterica** ed **antifungina**, promuove anche la **riparazione tissutale** ed è un blando **antinfiammatorio**.



Info e contatti  
+39 388 9389998  
info@vistaevisto.it - www.vistaevisto.it



# Salviette Oftalmiche



Arrossamento



Gonfiore



Secrezioni



Prurito



Indicato per **infezioni, irritazioni**  
e **allergie oftalmiche**

## Detersione e idratazione della zona periorbitale anche come preparazione all'instillazione di colliri antibiotici

- **Contrasto** a fenomeni infiammatori locali causati da **microrganismi patogeni, allergeni, sostanze flogogene ambientali**
- **Mantenimento** della **pulizia orbitale e palpebrale** in concomitanza di **interventi chirurgici oftalmici**.

## Indicazioni

**Trattamento topico** delle **palpebre** e delle **ciglia** sia nell'**adulto** che nel **bambino** in conseguenza di **secrezioni** dovute a **fenomeni infiammatori, infettivi e/o allergici**.

Utilizzo quotidiano **sicuro** ed **efficace** per la **detersione periculare** anche nelle situazioni pre e **post-chirurgiche**.

## Cosa consiglia l'oculista

Pratiche ed efficaci **salviette oculari** sono indicate in caso di patologie **infiammatorie acute**, come l'**allergia al polline**, o per contrastare **blefariti** e **congiuntiviti**.



## La Formula più efficace per il paziente con infezioni, irritazioni e allergie oftalmiche

Componenti principali:



**Acido ialuronico**  
Attività **idratante** e **lenitiva** della palpebra

**Aloe vera**  
Attività **antibaterica** e **antinfiammatoria**



Perché il **benessere** dei tuoi **occhi** fa la **differenza ogni giorno**