

## B-SMART

**Collirio** indicato per **riparare** e **donare comfort** alla **superficie oculare** compromessa da:

- **Chirurgia oftalmica** (cataratta, chirurgia refrattiva, blefaroplastica)
- **Sindrome dell'occhio secco** moderato-severo da varia eziologia
- **Epitelio congiuntivale lesionato** da lenti a contatto o sostanze dannose ambientali
  - Discomfort oculare da terapie topiche prolungate

### B-SMART

#### Gocce Oculari

Soluzione oftalmica a base di sodio ialuronato allo 0.3%



Flacone  
10ml

#### BENEFICI CLINICI

- **Idratazione profonda** e **duratura**
- Accelerazione della **riepitelizzazione corneo-congiuntivale**
- Riduzione della **sintomatologia** dell'**Occhio Secco** (sensazione di corpo estraneo, bruciore, arrossamento congiuntivale, prurito)
- **Sollievo sintomatologico** rapido in **fase post-operatoria**
- **Ottima tollerabilità** in caso di uso frequente o continuativo

#### COMPOSIZIONE E RAZIONALE SCIENTIFICO

Acido ialuronico 0,3%

#### POSOLOGIA CONSIGLIATA

1-2 gocce per occhio, 3-4 volte al giorno, secondo necessità o protocollo medico